

LED硅胶面罩

使用说明书

感谢您购买本产品！为了正确使用本产品,使用前请务必阅读此说明书;为了在需要的时候可以随时阅读说明书,请您妥善保管此说明书。

关于本说明书:

本说明书所示产品图片及相关产品特征介绍,以及一些名词的解释,仅可作参考,用户使用时以实物为准,所引用的数据来自本公司实验室。

安全注意事项

使用前请务必阅读安全注意事项。
请按照说明书内容及建议正确使用本产品。
产品使用后应及时清洁以避免油脂及其残余物的积聚。

危险	错误操作会导致人身伤害的相关内容
注意	错误操作会导致人身安全或财产损失的相关内容

危险

- 请使用本产品随机配送的连接线,并正确将适配器插头与家用插座连接,以避免导致故障、起火或因发热而引起火灾。
- 如果产品发生变形、破损或有异味,请勿再使用,以避免发生触电和火灾的危险。

注意

- 单次光照不得超过30分钟,一天可以使用两次,间隔时间6小时以上。
- 使用后24小时内不要饮酒,不要吃辛辣刺激性食物,不要食用海鲜等高蛋白食物,避免暴晒(易晒黑)。
- 请不要自行拆卸或改造本产品,以免导致故障。
- 如果产品损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员维修或更换。
- 本产品不防水,请不要用水冲洗,并做好防水措施。

- 请不要在潮湿的环境存放本产品。
- 请勿在易燃易爆物品附近使用本产品（如酒精、汽油、喷雾剂等),可能导致火灾或爆炸。
- 要监督儿童确保他们不玩弄本产品。
- 要将包装材料如塑料袋放置于儿童不能触及的地方。
- 清洁和保养前或在使用中发生故障时,请先关机并拔出适配器电源插头。
- 请避免跌落,撞击适配器或挤压面罩,以免发生故障。
- 请勿将本产品使用于本说明书规定以外的用途,以免导致故障或因发热而引起火灾。
- 使用时,如产品异常发热,请立即停止使用并关机以避免烫伤。
- 机器故障时请不要使用,在故障状态使用本产品有可能对身体产生不良影响或其它危险。
- 本产品不适用于身体,感官或精神有问题者或缺乏经验与常识者(包括儿童)使用,除非有监护者监督并对产品的使用加以指导,且对使用者的安全能承担责任。
- 如感觉皮肤或身体出现不适,请立即停止使用。

以下情况时请勿使用本产品:

— 如感觉皮肤或身体出现不适,请立即停止使用。

— 脸部接受过填充或整形(玻尿酸以及其它植入体),一个月内不可使用本产品。

— 有皮肤病、严重皮肤感染、其它皮肤疾病患者。


— 有出血倾向、癫痫患者。

— 身体不适或发烧时。

介绍


这是一款集合红光、蓝光、绿光、黄光、青蓝光、紫光、镭射光于一体的LED面罩嫩肤仪。产品由多个LED灯组成,可实现对面部肌肤无死角覆盖光照护理。

部件说明



正面　　反面

显示说明



操作说明



控制器

开关键操作说明：

- 默认为“关机”状态，长按开/关机。
- 开机后，档位默认为1档，短按调节，1–5档可调。

Color 颜色键操作说明：

- 默认为“红光模式”,二下为“绿光模式”，
  三下为“蓝光模式”四下为“青蓝光模式”，
  五下为“黄光模式”,六下为“紫光模式”，
  七下为“镭射光模式”,八下为“循环光模式”。

Time 时间键操作说明：

- 开机后，时间默认为10分钟，短按调节，
  1–90分钟可调。



Type–C充电口



USB输出口

清洁维护和保养

- 清洁前,请先关机,拔出电源插头。
- 保护本器具远离潮湿,切勿将本器具放在洗碗机或微波炉中。
- 产品不防水,不可以用水冲洗,可以使用柔软湿润的布来清洁并用柔软干燥的布来擦拭干净。
- 不要使用尖锐的或有腐蚀性、挥发性稀释剂的清洁物。


使用操作

【使用前准备】

- 用湿润的化妆棉清洁面罩。
- 光疗面罩盖于脸部并找到合适舒服的佩戴位置，两侧带穿过耳朵调节魔术带的松紧度，以固定面罩。
- 建议尽量在休息时间做光子美容，找个舒服的沙发或者床平静舒服的躺着闭上眼睛享受光子带来的美容过程不要在使用光疗面罩的同时阅读书刊或者看电视，上网等长时间持续的用眼行为。



平躺沙发或者床上使用





使用时不能同时看书或看电视


温馨提示：用户可以根据不同的需求选择不同的光子颜色不要在连续的时间把所有光子都使用一遍。根据个人情况有需要的可以连续使用不同的光子进行美容。

规格参数

产品名称：LED硅胶面罩	
电源：5V3A	功率：20W
产品尺寸：395x290x20mm	重量： 约300克
包装尺寸：465x320x35mm	

※装箱清单：主机1台，控制器1台，USB充电线1根，使用说明书1份。

※注：有鉴于不断改进产品的一贯方针,本公司保留改变产品规格的权利,实物以出货为准。



红光-LED

波长615-760nm

蓝光-LED

波长430-475nm






绿光-LED

波长492-550nm

黄光-LED

波长550-596nm






青蓝光-LED

波长455-492nm

紫光-LED

波长360-430nm





镭射光-LED

售后维修

- 本器具只适合个人家庭护理使用,不适合商业用途。
- 主机无偿保修一年，有偿保修三年，配件、电源等均不属于保修范围内!
- 在保修期内对于产品因材料或生产过程的瑕疵,我们会视情况更换零件或整个产品。
- 申请保修必须将产品和能够证明购买日期的证明(购买发票)一起交由工厂售后。

以下情况公司不保修:

— 由于使用不当造成的损坏,例如：使用错误的电源、将产品插入不合适的插头、人为损坏等。

— 正常使用引起的产品老化、磨损,但对产品的使用功能影响不大。

— 用于其它用途,或操作不当或非专业维修或者使用非本公司的配件,导致的产品问题。

— 易耗品、附赠配件等耗材配件。

— 因不可抗因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成的损坏。

※ 售后服务也不包括因上述原因造成的损坏。

环境保护

※在本产品或包装材料或配件上的此标示，指示此物料是用可回收利用的材料做成。把废物分成不同的回收再利用等级以便于有用材料的回收利用。

合格证

检验日期:_____

检 验 员 :_____



Soft rubber Spectrometer

Instructions

Thank you for purchasing this product! In order to use this product correctly, please read this manual before use;
In order to read the manual at any time when you need it, please keep it properly.

Safety precautions

Please read the safety precautions before use.
Please use the product correctly according to the instructions and suggestions.
The product shall be cleaned in time after use to avoid the accumulation of grease and its residues.

Danger	Contents related to personal injury caused by wrong operation
Be careful	Contents related to personal safety or property loss due to wrong operation

Danger

- Please use the connecting line supplied with the product, and connect the adapter plug to the household socket correctly, so as to avoid failure, fire or fire caused by heat.
- If the product is deformed, damaged or has peculiar smell, please do not use it again to avoid the risk of electric shock and fire.

Be careful

- The single illumination shall not exceed 30 minutes, and can be used twice a day with an interval of more than 6 hours.
- Do not drink, eat spicy and stimulating food, eat seafood and other high protein food within 24 hours after use, and avoid exposure to the sun (easy to tan).
- Please do not disassemble or modify the product by yourself, so as to avoid failure.
- If the product is damaged, in order to avoid danger, it must be repaired or replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department or similar departments.
- This product is not waterproof. Please do not wash it with water and take waterproof measures.

- Please do not store this product in humid environment.
- Do not use this product near inflammable and explosive materials, such as alcohol, gasoline, spray, etc., which may cause fire or explosion.
- Supervise children to make sure they don’t play with the product.
- Keep packaging materials such as plastic bags out of the reach of children.
- Before cleaning and maintenance or in case of failure in use, please shut down and unplug the adapter power plug.
- Avoid falling, hitting the adapter or squeezing the mask to avoid failure.
- Do not use this product for any purpose other than specified in this manual, so as to avoid failure or fire caused by heating.
- If you feel skin or body discomfort, please stop using immediately.

Do not use this product when:

— If you feel skin or body discomfort, please stop using immediately.

— The face has been filled or reshaped (hyaluronic acid and other implants), and the product cannot be used within one month.

— Patients with skin diseases, severe skin infection and other skin diseases.

— Patients with bleeding tendency and epilepsy.

— When you feel unwell or have a fever.

Introduce

This is a set of red light, blue light, green light, yellow light, blue light, purple light, laser light in one LED mask rejuvenation instrument. The product is composed of multiple LED lights, which can realize the light care of the face skin without dead corner coverage.

Component Description



Front



Opposite




Type–Cchargingport



USBoutputport

Display Description



Operating instructions



Controller

ON/OFF key：

- The default state is “OFF”, long press ON/OFF.
- After turning on, the default gear is 1st gear. Short press to adjust, 1–5 gears can be adjusted.

Color key：

- The default is “Red light mode”, “Green light mode” for the second time, “Blue light mode” for the third time, “Cyan light mode” for the fourth time, “Yellow light mode” for the fifth time, “Purple light mode” for the sixth time, “Laser light mode” for the seventh time, and “Cycle light mode”for the eighth time.

Time key：

- After turning on, the default time is 10 minutes.Short press to adjust, 1–90 minutes can be adjusted.

Cleaning and maintenance

- Please shut down and unplug the power plug before cleaning.
- Protect the appliance from moisture. Do not put the appliance in the dishwasher or microwave oven.
- The product is not waterproof and can not be washed with water. It can be cleaned with soft and wet cloth and wiped with soft and dry cloth.
- Do not use sharp or corrosive, volatile diluent cleaner.

Use operation

【Preparation before use】

- Clean the mask with a damp cotton pad.
- Cover the mask on the face and find a suitable and comfortable place to wear. The two sides of the mask pass through the ears to adjust the tightness of the magic belt to fix the mask.
- It is recommended to do photon cosmetology in the rest time as much as possible, find a comfortable sofa or bed, lie down quietly and comfortably, close your eyes and enjoy the beauty process brought by photons. Do not use phototherapy mask while reading books and magazines, watching TV, surfing the Internet, etc.



Use on a sofa or bed



You can't read or watch TV at the same time


Warm tips: users can choose different photon colors according to different needs, and do not use all three photons in a continuous time. According to the personal situation, different photons can be used continuously for beauty.

Specifications

Product Name: Soft rubber Spectrometer	
Voltage：5V3A	Rated power：20W
Product size：395x290x20mm	Net weight： 300g
Package size：465x320x35mm	

※Packing list: Host x1,Controllerx1,USB cablex1,Manualx1.

※Note: in view of the consistent policy of continuous improvement of products, the company reserves the right to change product specifications, and the physical products shall be subject to shipment.




Red light—LED

Wavelength:615–760nm

Blue light—LED

Wavelength:430–475nm







Green light—LED

Wavelength:492–550nm

Yellow light—LED

Wavelength:550–596nm






Cyan light–LED

Wavelength:455–492nm

Purple light—LED

Wavelength:360–430nm





White light—LED

After sales maintenance

- The appliance is only suitable for personal home care, not for commercial use.
- We provide a one–year warranty for our products, which starts from the date of purchase.
- During the warranty period, we will replace parts or the whole product as the case may be due to defects in materials or production process.
- Warranty claims must be submitted to the factory for after–sales service together with a certificate (purchase invoice) that can prove the date of purchase.

The company does not guarantee：

— Damage caused by improper use, such as using the wrong power supply, inserting the product into the improper plug, artificial damage, etc.

— The aging and wear of products caused by normal use have little effect on the use function of products.

— Product problems caused by improper operation or non professional maintenance or use of non company accessories for other purposes.

— Consumables, accessories and other consumables.

— Damage caused by irresistible factors (such as lightning, earthquake, fire, flood, etc.).

※ After sales service does not include damage caused by the above reasons.

Certificate

Inspection date:_____

Examination clerk: _____